




# Catálogo

## 2026





Respeito a vida e respeito

*a quem cuida dela.*

A [Blenta Medical](#) está comprometida em oferecer produtos de qualidade e confiáveis, contribuindo para o sucesso dos procedimentos cirúrgicos e laboratoriais e, principalmente, para a saúde e o bem-estar dos pacientes. Estamos constantemente buscando a excelência e a satisfação de nossos clientes e parceiros.

Nossos produtos passam por rigorosos controles de qualidade durante todo o processo de fabricação, desde a seleção de matérias-primas até o produto final. Utilizamos técnicas avançadas de controle de qualidade, como testes de esterilidade e de segurança, para garantir que nossos produtos sejam seguros e eficazes.

Além disso, cumprimos todas as regulamentações e normas aplicáveis ao setor, tanto nacional quanto internacionalmente, como as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e certificações ISO, entre outras.

ACESSO VASCULAR



04

VIAS DIGESTIVAS



11

VIAS RESPIRATÓRIAS



16

VIAS URINÁRIAS



18

DRENAGEM



19



# CATETER UMBILICAL MONO LÚMEN

CÓD. 5002

- Mono lúmen poliuretano, grau médico radiopaco;
- Marcações centimetradas por toda sua extensão (4cm a 24cm);
- Extremidade distal aberta e arredondada;
- Extremidade proximal com conexão luer lock;
- Fácil manuseio e deslizamento ao introduzir.

CATETER  
**100%**  
POLIURETANO

PRODUTO  
**ESTÉRIL**  
PARA USO  
ÚNICO

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELO

| Código  | FR  | Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Comprimento (mm) |
|---------|-----|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 5002.25 | 2,5 | 0,80                  | 0,40                  | 305              |
| 5002.35 | 3,5 | 1,15                  | 0,60                  | 410              |
| 5002.40 | 4,0 | 1,40                  | 0,78                  | 410              |
| 5002.50 | 5,0 | 1,60                  | 0,80                  | 410              |
| 5002.60 | 6,0 | 2,00                  | 1,00                  | 410              |

✓ REG. ANVISA Nº 81158510008

# CATETER UMBILICAL DUPLO LÚMEN

CÓD. 5001



CATETER  
**100%**  
POLIURETANO

PRODUTO  
**ESTÉRIL**  
PARA USO  
ÚNICO

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

| Código    | FR  | Diâmetro Externo (mm) | Comprimento (mm) |
|-----------|-----|-----------------------|------------------|
| 5001.35-2 | 3,5 | 1,30                  | 380              |
| 5001.50-2 | 5,0 | 1,75                  | 380              |

- Duplo lúmen de poliuretano grau médico radiopaco;
- Marcações centimetradas por toda sua extensão (4cm a 24cm);
- Extremidade distal aberta e arredondada;
- Extremidade proximal com conexão luer lock em cada uma das vias;
- Fácil manuseio e deslizamento ao introduzir;
- As extensões possuem em seu comprimento um clamp para fechamento.


✓ REG. ANVISA Nº 81158510027





# CATETER PICC MONO LÚMEN POLIURETANO

CÓD. 5003/5012



A- 1 Cateter mono lumen em poliuretano, grau médico radiopaco para inserção endovenosa;

B- 1 introdutor peel - off (bipartido), modelo siflash ou standard;

C- 1 conector safety;

D- 1 garrote hemostático em silicone;

E- 1 pinça em aço inoxidável;

F- 1 fita métrica descartável;

G- 1 clamp para fechamento;

- Marcações centimetradas por toda sua extensão.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

| CÓDIGO       | Calibre (FR) | Diâmetro Interno x Diâmetro Externo x Comprimento (mm) | LÚMEN | Prime (Vol. Int ml) | Fluxo (ml/min) | INTRODUTOR (FR) x (GA) |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------|------------------------|
| 5003.01.15-1 | 1            | 0,20 x 0,40 x 150                                      | 1     | 0,10                | 2,0            | 2,0 x 24               |
| 5003.01.20-1 | 1            | 0,20 x 0,40 x 200                                      | 1     | 0,10                | 1,5            | 2,0 x 24               |
| 5003.02.15-1 | 2            | 0,30 x 0,62 x 150                                      | 1     | 0,15                | 10,0           | 2,0 x 24               |
| 5003.02.30-1 | 2            | 0,30 x 0,62 x 300                                      | 1     | 0,16                | 6,5            | 2,0 x 24               |
| 5003.03.30-1 | 3            | 0,50 x 1,00 x 300                                      | 1     | 0,22                | 16,5           | 3,0 x 20               |
| 5003.03.60-1 | 3            | 0,50 x 1,00 x 600                                      | 1     | 0,25                | 9,5            | 3,0 x 20               |
| 5012.04.60-1 | 4            | 0,80 x 1,35 x 600                                      | 1     | 0,40                | 20,0           | 4,0 x 18               |
| 5012.05.60-1 | 5            | 1,05 x 1,65 x 600                                      | 1     | 0,70                | 20,0           | 5,0 x 16               |

\*Velocidade de fluxo por gravidade com água purificada. A velocidade de fluxo pode variar dependendo da viscosidade do fluido e do comprimento do cateter.

**PRODUTO  
ESTÉRIL  
PARA USO  
ÚNICO**

✓ REG. ANVISA Nº 81158510029 / COM INTRODUTOR STANDARD (COD. 5012)  
REG. ANVISA Nº 81158510018 / COM INTRODUTOR SIFLASH (COD. 5003)


# CATETER PICC DUPLO LÚMEN POLIURETANO

CÓD. 5010/5013



DUPLO  
LÚMEN

**PRODUTO  
ESTÉRIL  
PARA USO  
ÚNICO**



INFORMAÇÕES  
SOBRE CALIBRE  
E COMPRIMENTO

A- 1 Cateter duplo lúmen poliuretano, grau médico radiopaco para inserção endovenosa;

B- 1 introdutor peel - off (bipartido), modelo silflash ou standard;

C- 2 conectores safety;

D- 1 garrote hemostático em silicone;

E- 1 pinça em aço inoxidável;

F- 1 fita métrica descartável;

G- 1 clamp para fechamento em cada via.

- Marcações centimetradas por toda sua extensão.



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

| Código       | Calibre (FR) | Diâmetro Interno x Externo x Comprimento (mm) | Lúmen | Fluxo* (ml/min) | Prime (Vol. Int ml) | INTRODUTOR (FR) x (GA) |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 5010.02.20-2 | 2            | 0,20 (x2) x 0,64 x 200                        | 2     | 2 x 4,0         | 0,14                | 2,0 x 24               |
| 5010.02.30-2 | 2            | 0,20 (x2) x 0,64 x 300                        | 2     | 2 x 3,0         | 0,15                | 2,0 x 24               |
| 5010.03.50-2 | 3            | 0,30 (x2) x 0,95 x 500                        | 2     | 2 x 11,0        | 0,21                | 3,0 x 20               |
| 5013.04.60-2 | 4            | 0,40 (x2) x 1,40 x 600                        | 2     | 2 x 20,0        | 0,25                | 4,0 x 18               |

✓ REG. ANVISA Nº 81158510028 / COM INTRODUTOR STANDARD (COD. 5013)  
REG. ANVISA Nº 81158510030 / COM INTRODUTOR SIFLASH (COD. 5010)

\*Velocidade de fluxo por gravidade com água purificada. A velocidade de fluxo pode variar dependendo da viscosidade do fluido e do comprimento do cateter.



\*Configuração Duplo Lúmen (2Fr): Lúmen individual de 1Fr por via.



# CATETER PICC MONO LÚMEN SILICONE

CÓD. 5004/5011

- A- 1 Cateter mono lúmen em silicone, grau médico radiopaco para inserção endovenosa;
- B- 1 introdutor peel - off (bipartido), modelo silflash ou standard;
- C- 1 conector safety;
- D- 1 garrote hemostático em silicone;
- E- 1 pinça metálica;
- F- 1 fita métrica descartável;
- G- 1 prolongador/extensor com clamp para fechamento.
  - Asa de sutura em silicone, de fácil adaptação;
  - Marcações centimetradas por toda sua extensão.



- ✓ REG. ANVISA Nº 81158510033 / COM INTRODUTOR STANDARD (COD. 5011)
- REG. ANVISA Nº 81158510034 / COM INTRODUTOR SIFLASH (COD. 5004)

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS


| Código       | Calibre (FR) | Diâmetro Interno x Externo x Comprimento (mm) | Lúmen | Fluxo* (ml/min) | Prime (Vol. Int ml) | INTRODUTOR (FR) x (GA) |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 5004.19.50-1 | 1,9          | 0,28 x 0,60 x 500                             | 1     | 2,0             | 0,23                | 2,0 x 24               |
| 5004.02.30-1 | 2,0          | 0,30 x 0,62 x 300                             | 1     | 3,5             | 0,22                | 2,0 x 24               |
| 5004.03.50-1 | 3,0          | 0,50 x 1,00 x 500                             | 1     | 20,0            | 0,25                | 3,0 x 20               |
| 5011.04.65-1 | 4,0          | 0,75 x 1,40 x 650                             | 1     | 20,0            | 0,50                | 4,0 x 18               |
| 5011.05.65-1 | 5,0          | 0,80 x 1,70 x 650                             | 1     | 20,0            | 0,65                | 5,0 x 16               |

\*Velocidade de fluxo por gravidade com água purificada. A velocidade de fluxo pode variar dependendo da viscosidade do fluido e do comprimento do cateter.



# INTRODUTOR PELL OFF (BIPARTIDO)

CÓD. 5006/5007



- A- Agulha introdutora em aço inox com extremo distal em bisel;
- B- Cateter em Polietileno de alta densidade radiopaco;
- C- Aletas laterais para abertura da bainha (bipartido);
- D- Cilindro central de polímero rígido transparente para visualização do refluxo sanguíneo com tampa porosa.

Modelo Silflash: possui orifício lateral que permite visualizar o retorno venoso e cateter transparente.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

| Código    | Calibre (FR) | Calibre (GA) | Modelo   |
|-----------|--------------|--------------|----------|
| 5006.02-8 | 2,0          | 24           | SIFLASH  |
| 5006.03-8 | 3,0          | 20           | SIFLASH  |
| 5007.04-7 | 4,0          | 18           | STANDARD |
| 5007.05-7 | 5,0          | 16           | STANDARD |

\*Velocidade de fluxo por gravidade com água purificada. A velocidade de fluxo pode variar dependendo da viscosidade do fluido e do comprimento do cateter.

**PRODUTO  
ESTÉRIL  
PARA USO  
ÚNICO**

✓ REG. ANVISA Nº 81158510022 / COM INTRODUTOR STANDARD (COD. 5007)  
REG. ANVISA Nº 81158510024 / COM INTRODUTOR SIFLASH (COD. 5006)

# BLENTAPORT / CATETER IMPLANTÁVEL

CÓD. 6001



CATETER  
100%  
SILICONE

PRODUTO  
ESTÉRIL  
PARA USO  
ÚNICO

- A- 1 câmara (reservatório de titânio, com septo de silicone) de baixo perfil;
- B- 1 cateter de silicone grau médico radiopaco;
- C- 2 conectores de segurança;
- D- 1 agulha introdutora;
- E- 1 introdutor Peel Away;
- F- 1 fio guia em aço com cobertura em nitinol (mandril tipo J);
- G- 1 agulha de huber 90 graus;
- H- 1 tunelizador angulado;
- I- 1 seringa 10ml.
- Marcações centimetradas por toda sua extensão.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

| Código     | CÂMARA             |                     |             |                       | CATETER |                                 |                  | Conector de Segurança | Agulha Introdutora | Introdutor Peel Away |         | Agulha Huber 90°         | Tunelizador | Seringa               |
|------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|            | Diâmetro Base (mm) | Diâmetro Septo (mm) | Altura (mm) | Vol. Int. Câmara (ml) | (FR)    | Diâmetro Interno x Externo (mm) | Comprimento (cm) | (FR)                  | Tamanho Gauge      | (FR)                 | Mandril | Tamanho Gauge x polegada | FR          | Tamanho (volume) (ml) |
| 6001.04.10 | 19                 | 10                  | 7           | 0,28                  | 4       | 0,75 x 1,40                     | 60               | 8 e 9                 | 20 GA x 04         | 5                    | Tipo J  | 22 GA x 3/4              | 5           | 10                    |
| 6001.05.10 | 19                 | 10                  | 7           | 0,28                  | 5       | 0,80 x 1,70                     | 60               | 8 e 9                 | 20 GA x 04         | 6                    | Tipo J  | 22 GA x 3/4              | 5           | 10                    |
| 6001.05.20 | 22                 | 12                  | 8           | 0,43                  | 5       | 0,80 x 1,70                     | 60               | 9 e 15                | 20 GA x 04         | 6                    | Tipo J  | 22 GA x 3/4              | 5           | 10                    |
| 6001.07.20 | 22                 | 12                  | 8           | 0,43                  | 7       | 1,25 x 2,30                     | 60               | 9 e 15                | 18 GA x 07         | 8                    | Tipo J  | 22 GA x 1                | 7           | 10                    |
| 6001.07.30 | 28                 | 14                  | 10          | 0,64                  | 7       | 1,25 x 2,30                     | 60               | 15 e 16               | 18 GA x 07         | 8                    | Tipo J  | 22 GA x 1                | 7           | 10                    |
| 6001.09.30 | 28                 | 14                  | 10          | 0,64                  | 9       | 1,50 x 3,00                     | 60               | 15 e 16               | 18 GA x 07         | 10                   | Tipo J  | 22 GA x 1                | 9           | 10                    |



# CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA/PEG

CÓD. 2003



- A- 1 Sonda 100% de silicone com linha radiopaca e disco de retenção em silicone;
- B- 1 Laço flexível multifilamento de fácil utilização;
- C- 1 Fio guia metálico e maleável com 150cm;
- D- 1 Bisturi Safety;
- E- 2 conectores em Y;
- F- 1 Clamp de fixação ergonômico;
- G- 1 Anel de fixação;
- H- 1 Campo cirúrgico estéril e fenestrado;
- I- 1 Clamp oclisor de fluxo;
- J- 1 Agulha Introdutora 14GA;
- K- 1 Alça para polipectomia.




✓ REG. ANVISA Nº 81158510015

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

| Código     | CH/FR | Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Comprimento (cm) | Agulha Introdutora (GA) |
|------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 2003.14.70 | 14    | 4,70                  | 3,00                  | 70               | 14                      |
| 2003.16.60 | 16    | 5,30                  | 3,50                  | 60               | 14                      |
| 2003.18.60 | 18    | 6,00                  | 4,00                  | 60               | 14                      |
| 2003.20.60 | 20    | 6,70                  | 4,00                  | 60               | 14                      |
| 2003.22.60 | 22    | 7,30                  | 5,00                  | 60               | 14                      |
| 2003.24.60 | 24    | 8,00                  | 5,00                  | 60               | 14                      |

# CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA/PEG PLUS

CÓD. 2011



- A- 1 Sonda 100% de silicone com linha radiopaca e disco de retenção em silicone;
- B- 1 Laço flexível multifilamento de fácil utilização;
- C- 1 Fio guia metálico e maleável com 150cm;
- D- 1 Bisturi Safety;
- E- 2 conectores em Y;
- F- 1 Clamp de fixação ergonômico;
- G- 1 Anel de fixação;
- H- 1 Campo cirúrgico estéril e fenestrado;
- I- 1 Agulha Introdutora 14GA;
- J- 1 Agulha 22 GA;
- K- 1 Agulha 26 GA;
- L- 1 Seringa de 10ml;
- M- 1 Clamp oclisor de fluxo;
- N- 1 Tesoura;
- O- 1 Pinça;
- P- 4 Gazes de limpeza;
- Q- 2 Gazes curativo;
- R- 1 Alça para polipectomia.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS


| Código     | Diâmetro (FR) | Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Comprimento (cm) |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 2011.20.60 | 20            | 6,70                  | 4,00                  | 60               |
| 2011.24.60 | 24            | 5,00                  | 5,00                  | 60               |

REG. ANVISA Nº 81158510026



# SONDA PARA GASTROSTOMIA COM BALÃO

CÓD. 2001/2008



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

| Pediátrica |    |                       |                  |                                  |
|------------|----|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| Código     | FR | Diâmetro Externo (mm) | Comprimento (mm) | Capacidade do balão inflado (ml) |
| 2008.12    | 12 | 4,00                  | 240              | 5                                |
| 2008.14    | 14 | 4,70                  | 240              | 5                                |
| 2008.16    | 16 | 5,30                  | 240              | 5                                |
| 2008.18    | 18 | 6,00                  | 240              | 5                                |
| 2008.20    | 20 | 6,70                  | 240              | 5                                |

| Adulto  |    |                       |                  |                                  |
|---------|----|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| Código  | FR | Diâmetro Externo (mm) | Comprimento (mm) | Capacidade do balão inflado (ml) |
| 2001.18 | 18 | 6,00                  | 240              | 20                               |
| 2001.20 | 20 | 6,70                  | 240              | 20                               |
| 2001.22 | 22 | 7,30                  | 240              | 20                               |
| 2001.24 | 24 | 8,00                  | 240              | 20                               |




# TUBO DE EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO E DESCOMPRESSÃO DE BOTÃO GÁSTRICO



CÓD. 2010/ 2012



CÓD: 2010



Ⓐ

Ⓑ

CÓD: 2012

A- 1 Tubo de extensão para alimentação em bolus com clamp e conector reto;

B- 1 Tubo de extensão para alimentação contínua com clamp e conector 90 graus.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

**PRODUTO  
ESTÉRIL  
PARA USO  
ÚNICO**


| Código | Comp. Tubo de alim. Em bolo (cm) | Comp. Tubo de alim. Contínua (cm) | PARA BOTÃO |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 2010   | 30                               | 50                                | 2002       |
| 2012   | 30                               | 30                                | 2012       |

✓ REG. ANVISA Nº 81158510017



# BOTÃO GÁSTRICO COM BALÃO

CÓD. 2012



- A- 1 Botão Gástrico em silicone com linha radiopaca;
- B- 1 Medidor de parede abdominal;
- C- 1 Tubo de extensão para alimentação em bolus com clamp e conector reto;
- D- 1 Tubo de extensão para alimentação contínua com clamp e conector 90 graus;
- E- 1 Seringa de 60 ml (6Occ) bico cateter;
- F- 1 Seringa 5 ml (5cc) bico luer slip.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS


**BOTÃO**  
**100%**  
SILICONE

**PRODUTO**  
**ESTÉRIL**  
PARA USO  
ÚNICO

| Código | Diâmetro (FR) | Comprimento (cm)                        | Capacidade do Balão         |       |       |        |
|--------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------|
|        |               |                                         | Volume do Balão Inflado(ml) | 4 ≥ 6 | 5 ≥ 8 | 7 ≥ 10 |
| 2012   | 14            | 1,0/1,2/1,5/1,7/2,0/2,5/2,7/3,0/3,5/4,0 | FR.14                       | X     |       |        |
| 2012   | 16            | 1,0/1,02/1,5/1,7/2,0/2,5                | FR.16                       |       | X     |        |
| 2012   | 18            | 1,0/1,2/1,5/1,7/2,0/2,5/3,0/4,0         | FR.18                       |       | X     |        |
| 2012   | 20            | 1,5/1,7/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0             | FR.20                       |       |       | X      |
| 2012   | 24            | 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0                     | FR.24                       |       |       | X      |

# CÂNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA

CÓD. 1003



SÃO AJUSTÁVEIS E COM  
EXTREMIDADES ARREDONDADAS  
NÃO AGRIDE A MUCOSA NASAL

- Cânula 100% silicone translúcida.

CÂNULA  
100%  
SILICONE

PRODUTO  
ESTÉRIL  
PARA USO  
ÚNICO



EXTENSÃO EM PVC E CONECTOR DE 150CM  
COM INTERIOR MOLDADO EM TREVO  
QUE EVITA SUA FLEXÃO E GARANTE  
UM FLUXO CONTÍNUO.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS


| Código  | FR              | Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Comprimento Prolongador (cm) |
|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1003.06 | 06 (Neonatal)   | 2,30                  | 1,40                  | 2100                         |
| 1003.09 | 09 (Pediátrica) | 3,30                  | 2,00                  | 2100                         |

✓ REG. ANVISA Nº 81158510004



# SISTEMA CPAP

CÓD. 1002



- A- 1 Cânula nasal em 100% Silicone;
- B- 2 Tubos corrugados e flexíveis;
- C- 1 Tubo de extensor de 40 cm;
- D- 1 Fita velcro;
- E- 1 Gorro de algodão com ajuste e fixação dos tubos;
- F- 5 conectores para variados tipos de equipamentos e ventiladores;
- G- 1 Cinta hidrocoloide;
- H- 1 Tampa luer lock;
- I- 1 Linha de monitoramento de pressão.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

| Código  | FR | TAMANHO | Diâmetro Externo cânulas (orifício nasal) (mm) | Separação entre Cânulas (mm) | Altura Orifício Nasal (mm) | Recomendação segundo peso do paciente |
|---------|----|---------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1002.08 | 08 | 00      | 2,70                                           | 2,70                         | 9,00                       | Menos de 1000g                        |
| 1002.10 | 10 | 01      | 3,30                                           | 2,70                         | 9,00                       | De 1000 a 1500g                       |
| 1002.12 | 12 | 02      | 4,00                                           | 4,00                         | 10,00                      | De 1500 a 2000g                       |
| 1002.15 | 15 | 03      | 5,00                                           | 4,50                         | 12,50                      | Mais de 2000g                         |

CÂNULA  
100%  
SILICONE

PRODUTO  
PARA USO  
ÚNICO

# COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO

CÓD. 4002/4004



- A- Bureta para a medição da urina drenada de 150ml;
- B- Conector com ponta de silicone para coleta de amostra e adaptável ao cateter ou sonda;
- C- Sonda 100% silicone radiopaco com extremidade fechada, arredondada;
- D- Clamp para ocluir ou esvaziar a bureta.

**SONDA**  
**100%**  
SILICONE

**PRODUTO**  
**ESTÉRIL**  
PARA USO  
ÚNICO

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

| Código  | FR | Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Volume da Bureta |
|---------|----|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 4002.04 | 04 | 1,40                  | 0,75                  | 150 ml           |
| 4002.06 | 06 | 2,00                  | 1,00                  | 150 ml           |
| 4002.08 | 08 | 2,70                  | 1,50                  | 150 ml           |
| 4004.06 | -  | -                     | -                     | 150 ml           |


✓ REG. ANVISA Nº 81158510009 (CÓD 4002)  
REG. ANVISA Nº 81158519001 (CÓD 4004)





# DRENAGEM DE CANAL ABERTO E CANAL ABERTO SIMPLES

CÓD. 3001/3005



- A- Dreno com extensão de linha radiopaca;
- B- Trocarte;
- C- Reservatório de 100ml;
- D- Tubo extensor;
- E- Conector Luer Slip.

- Seção de tubo de Dreno circular (80 cm de comprimento);
- Modelo Canal Aberto composto por: Dreno, trocarte e reservatório;
- Modelo Canal Aberto Simples composto por: Dreno, trocarte, conector luer slip, tubo extensor.



TUBO IMPLANTADO COM ABSORÇÃO LONGITUDINAL

**DRENO**  
**100%**  
SILICONE

**PRODUTO**  
**ESTÉRIL**  
PARA USO  
ÚNICO

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

| Código      | FR | Diâmetro Externo do Tubo (mm) | Comprimento Canal Aberto (mm) | Comprimento Total (mm) | Capacidade do Reservatório (cc) | Torcate (FR) |
|-------------|----|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|
| 3005.10.100 | 10 | 3,30                          | 300                           | 1200                   | 100                             | 10           |
| 3001.15.100 | 15 | 5,00                          | 300                           | 1200                   | 100                             | 15           |
| 3001.19.100 | 19 | 6,30                          | 300                           | 1200                   | 100                             | 19           |
| 3001.24.100 | 24 | 8,00                          | 300                           | 1200                   | 100                             | 24           |

✓ REG. ANVISA Nº 81158510013 (CÓD. 3001)  
REG. ANVISA Nº 81158510016 (CÓD. 3005)

# RESERVATÓRIO

CÓD. 3003



VÁLVULA  
ANTI-RETORNO



ADAPTÁVEL A TODOS OS  
TIPOS DE DRENOS

- 100% silicone transparente;
- Com marcação de volume;
- A flexibilidade e resistência do silicone permitem gerar pressão negativa para a aspiração;
- A transparência e a graduação facilitam a avaliação das características do líquido drenado.

PRODUTO  
**100%**  
SILICONE

PRODUTO  
**ESTÉRIL**  
PARA USO  
ÚNICO

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

| Código   | Volume (ml) |
|----------|-------------|
| 3003.100 | 100         |
| 3003.200 | 200         |

✓ REG. ANVISA Nº 81158510013



Respeito a **vida** e respeito a  
quem **cuida dela**.



 /blentamedical



[www.blentamedical.com.br](http://www.blentamedical.com.br)

Alameda Mercúrio, 120  
American Park Empresarial  
Indaiatuba-SP, Brasil

**+55 19 3825 3555**  
[sac@blentamedical.com](mailto:sac@blentamedical.com)  
[fale@blentamedical.com](mailto:fale@blentamedical.com)